

EDELVITAL™

3 IN 1 ANTIGEN CORONA SCHNELLTEST

99,52%*

Mehr auf:
ameyamed.com

SINGLE PACK



EDELVITAL™ 3 IN 1 ANTIGEN SCHNELLTEST KIT (NASAL, RACHEN, LUTSCHTEST)

DER 3IN1 ANTIGEN SCHNELLTEST MIT NOCH EINFACHERER HANDHABUNG

DIE VORTEILE




Antigen Test 3 in 1

Testart	Nase, Rachen, Speichel
Genauigkeit	99,52%*
Empfindlichkeit	99,18%*
Spezifität	100%*
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemp.	2-30°C
VPE	1Stk. per Packung

Die klinische Leistung des COVID-19-Antigen-Schnelltests (kolloidales Gold) wurde durch Testen von 1096 positiven und 793 negativen Proben auf SARS-CoV-2-Antigen mit einer Sensitivität von 99,18% (95% CI: 98,45% - 99,62%) und einer Spezifität von 100% (95% CI: 99,54% - 100%) bestimmt. Klinische Proben wurden mit einer RT-PCR-Referenzmethode als positiv oder negativ bestimmt.

Der EDELVITAL™ Rapid COVID-19-Antigen-Test ist eine kolloidale Gold-Immunochemie zum qualitativen Nachweis von Nucleocapsid-Antigenen aus SARS-CoV-2 in menschlichen Nasentupfern, Rachenabstrichen oder Speichel von Personen, bei denen der Verdacht auf COVID-19 besteht.

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Identifizierung des SARS-CoV-2-Nucleocapsid-Antigens. Das Antigen ist im Allgemeinen in Proben der oberen oder unteren Atemwege während der akuten Phase der Infektion nachweisbar. Die positiven Ergebnisse weisen auf das Vorhandensein viraler Antigene hin, aber eine klinische Korrelation mit der Anamnese und anderen diagnostischen Informationen ist erforderlich, um den Infektionsstatus zu bestimmen.



- 3 in 1 Probenentnahme mit Nasen-, Rachen- oder Speichelabstrich
- Hohe Leistung durch klinische Studie nachgewiesen.
- Schneller Nachweis von SARS-COV-2-Nucleocapsid-Antigen in 15 Minuten.
- Keine Instrumentierung erforderlich.
- Kostengünstige Lösung für groß angelegte Tests.



Lagerung



Testdauer




Empfindlichkeit



Spezifität



Genauigkeit



**ANFRAGE
VERPACKUNGSEINHEITEN
STÜCKPREISE & PALETTENWARE**

Verpackungseinheit:
1 Stück per Packung

Eilzustellungen oder Businessanfragen bitte via
Telefon: **+43 1 523 3000** oder Email:
info@ameyamed.com

Ameya Med ist eine Marke der Ameya GmbH.
Adresse: Ameya GmbH, Gregor-Mendel-Strasse 46,
1190 Vienna, Austria

Tel.: +43 1 523 3000
Fax: +43 1 523 3000 33

Website: www.ameyamed.com
Email: info@ameyamed.com


UID: ATU63103714
FB Nr.: 285467f
GISA Nr.: 33180168:

**1 PKG TESTKIT
BEINHALTET:**

- 1x Testkarte
- 1x Extraktionsrohr mit Lösung
- 1x Tupfer
- 1x Packungsbeilage

**TESTABLAUF
SCHEMA**

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
für den exakten Vorgang.



HÖCHSTE
QUALITÄT